

## AQUEOUS ETHANOL

## Referenz Standards

Die neue Produktlinie **Aqueous Ethanol Standard** ist ab sofort erhältlich.



Lipomed hat diese Produktlinie für Laboratorien entwickelt, die auf der Suche nach qualitativ hochwertigen und zuverlässigen, wässrigen Ethanol-Standards sind. Diese Standards werden zur Kalibrierung von Analysetechniken zur quantitativen Bestimmung von Ethanol eingesetzt.

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite [www.lipomed.com](http://www.lipomed.com).

### Referenzstandards denen Sie vertrauen können

- » Rückführbarkeit auf NIST Ethanol Standard-Referenzmaterialien (SRMs)
- » Lieferung von umfangreichen Chargen-spezifischen Analysezertifikaten für jedes Produkt
- » Sicherstellung der Konzentration und Chargen-Homogenität durch GC/FID Headspace-Analysen
- » Gleichbleibende Chargen-Konsistenz

### Referenzstandards an Ihre Bedürfnisse angepasst

- » Gebrauchsfertig kalibrierte „Ready-To-Use“-Lösungen in Brechampullen
- » Umfangreiches Angebot an kalibrierten Ethanol-Referenzstandards: 10mg/dl bis 500mg/dl Ethanol in Wasser
- » Ampullen gefüllt mit einem Volumen von 1.2 mL Standardlösung
- » Standard-Set von 5 Ampullen pro angebotener Konzentration

» Weitere Informationen finden Sie auf der nächsten Seite

#	Produkt	Einheit
ETH-010-1ML-5AMP	<b>Aqueous Ethanol Standard Solution</b>	10 mg Ethanol / 1 dl Wasser kalibriert (0.010% w/w)
ETH-015-1ML-5AMP		15 mg Ethanol / 1 dl Wasser kalibriert (0.015% w/w)
ETH-020-1ML-5AMP		20 mg Ethanol / 1 dl Wasser kalibriert (0.020% w/w)
ETH-025-1ML-5AMP		25 mg Ethanol / 1 dl Wasser kalibriert (0.025% w/w)
ETH-040-1ML-5AMP		40 mg Ethanol / 1 dl Wasser kalibriert (0.040% w/w)
ETH-050-1ML-5AMP		50 mg Ethanol / 1 dl Wasser kalibriert (0.050% w/w)
ETH-070-1ML-5AMP		70 mg Ethanol / 1 dl Wasser kalibriert (0.070% w/w)
ETH-080-1ML-5AMP		80 mg Ethanol / 1 dl Wasser kalibriert (0.080% w/w)
ETH-090-1ML-5AMP		90 mg Ethanol / 1 dl Wasser kalibriert (0.090% w/w)
ETH-100-1ML-5AMP		100 mg Ethanol / 1 dl Wasser kalibriert (0.100% w/w)
ETH-150-1ML-5AMP		150 mg Ethanol / 1 dl Wasser kalibriert (0.150% w/w)
ETH-200-1ML-5AMP		200 mg Ethanol / 1 dl Wasser kalibriert (0.200% w/w)
ETH-250-1ML-5AMP		250 mg Ethanol / 1 dl Wasser kalibriert (0.250% w/w)
ETH-300-1ML-5AMP		300 mg Ethanol / 1 dl Wasser kalibriert (0.300% w/w)
ETH-400-1ML-5AMP		400 mg Ethanol / 1 dl Wasser kalibriert (0.400% w/w)
ETH-500-1ML-5AMP		500 mg Ethanol / 1 dl Wasser kalibriert (0.500% w/w)

## Suchen Sie auch Alcohol Biomarker?

Derzeit verfügbar bei Lipomed:

- » Ethyl-β-D-glucuronide
- » Ethyl-β-D-glucuronide-D<sub>5</sub>
- » Ethylsulfate.sodium salt
- » Ethylsulfate-D<sub>5</sub>.sodium salt

Lieferung erfolgt als kalibrierte Standard-Lösung in Methanol und in Standard Packungsgrößen von 10, 50 und 100 mg.

## Bestellungen und andere Informationen

Besuchen Sie unsere Webseite [www.lipomed.com](http://www.lipomed.com) oder kontaktieren Sie ihre Lipomed Vertretung

	Lipomed AG Fabrikmattenweg 4 4144 Arlesheim <b>Schweiz</b>	Lipomed Inc One Broadway Cambridge, MA 02142 <b>U.S.A</b>	Lipomed GmbH Wienerbergstr. 11 1100 Wien <b>Österreich</b>	Lipomed GmbH Hegenheimer Str. 2 79576 Weil am Rhein <b>Deutschland</b>
Tel.	+41 61 702 02 00	+1 617 577 7222	+43 1 917 47 20 00	+49 7621 1693 473
Fax	+41 61 702 02 20	+1 617 577 1776	+43 1 917 47 20 01	+49 7621 1693 474
E-mail	lipomed@lipomed.com	ussales@lipomed.com	lipomed@lipomed.com	lipomed@lipomed.com



Lipomed AG (Switzerland) is ISO 9001:2008 certified for production and distribution of Reference Standards and Pharmaceuticals. All products distributed by Lipomed, Inc. (USA) are produced by Lipomed AG and distributed under protocols of Lipomed AG.